

伊藤メモ オンライン HDF 最高補液速度をこえています について

医師指示で補液量 12 L/hr の指示

設定(4 時間透析)

除水量 1.2 L (→0.3L/hr)

補液量 48 L (→12L/hr)

→4 時間から 3 時間にする場合

除水量再計算を押すと、同時に補液量も再計算が入る

設定 (3 時間透析)

除水量 1.2L(→0.4L/hr)

補液量 48L(→16L/hr)

と、なるが医師指示は 12L/hr なので 16L/hr では超えてしまっていてだめ

→このミスを防ぐために、12L/hr を超えないようにコンソールで設定してある

→最高補液速度を超えています の表示

なので、3 時間透析の場合、補液量を 48L→36L に変更してもらえば

36L(→12L/hr(12× 3))となり設定可能

10分短縮とかだとややこしい

3時間50分にしたい場合、 $12+12+12+(12 \times 5/6)=46$ L

3時間45分→45 L

3時間30分→42 L

3時間 →36 L

2時間 →24L

1時間（60分）で12 L補液の指示の場合

10分短縮ごとに2 L減らす って考えもあり

もっとめんどくさいことに

1時間で補液量7 Lとかいう指示も出る 考え方わかってれば計算可能だが、、、

そんなに時間かけてる暇ないと思うのでME よんでもろてOK