

静脈圧上限

原因	対応
V 針先の (①)	針先洗浄
(②) の折れ曲がり ・ 患者が腕を曲げたとき ・ 回路固定での回路のねじれ	原因の解除
V 針が (③)	エコーで針先の確認・針先修正
V チャンバーの凝血	抗凝固薬の注入忘れ・持続量の不足

静脈圧下限

原因	対応
A 針先の凝血付着	針先洗浄
脱血不良 ・ 穿刺場所のフローが少ない ・ A 針が血管壁に当たっている ・ A 針が血管まで到達していない ・ (⑤) ・ 脱血針の折れ曲がり	QB を下げる・再穿刺・ (④) エコーで確認・針先調整 エコーで確認・押し込んで血管を切る・再穿刺 除水停止・補液 針固定の調整
(⑥) の折れ曲がり	原因の解除
ダイアライザー・A チャンバーの凝血	凝血確認・ダイアライザー及び回路交換 (ME 対応)

A 針の抜針	再穿刺・V 針でシングルニードルモードへの切り替え
V 針の抜針	再穿刺・A 針でシングルニードルモードへの切り替え

透析液圧上限の原因は（ ⑦ ）上限に伴うもの、ダイアライザー出口～Vチャンバーまでの回路折れ曲がり。

透析液圧下限の原因は（ ⑦ ）下限に伴うもの、ダイアライザーの目詰まり、（ ⑧ ）の場合。

動脈側気泡が鳴った場合（ ⑨ ）と A 側針が抜針されていないかの二項目を確認。

静脈側気泡が鳴った場合（ ⑨ ）と（ ⑩ ）が空になっていないかの二項目を確認。

解答欄

①	⑥
②	⑦
③	⑧
④	⑨
⑤	⑩